




NUESTROS SISTEMAS
DE PROTECCIÓN



www.samart.com



ÍNDICE

APARTADO	Núm. Pág.
CARTA DE PRESENTACIÓN	03
MASCARILLAS HIGIÉNICAS NO REUTILIZABLES ADULTOS	04
MASCARILLAS HIGIÉNICAS NO REUTILIZABLES KIDS	05
MASCARILLA QUIRÚRGICA	06
MÁSCARA FILTRANTE FFP1	07
MÁSCARA FILTRANTE FFP2	08
MÁSCARA FILTRANTE FFP3	09
PANTALLA FACIAL INTEGRAL ADULTOS	10
PANTALLA FACIAL INTEGRAL KIDS	11
MAMPARAS PROTECTORAS Y SEPARADORAS	12
PROTECT - 360. PANTALLA DE PROTECCIÓN 360°	13
GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE PARA MANOS PREMIUM	14
GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE PARA MANOS STANDARD Y REGULADO	15
GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE PARA MANOS MONODOSIS	16
SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA HIGIENIZANTE PERFUMADA ST-0022-VP	17
SOLUCIÓN SWEET & FRESH SPRAY HIGIENIZANTE ST-0021-VP	18
JABÓN LÍQUIDO HIGIENIZANTE	19
CREMA DE MANOS PROTECTORA	20
CREMA PROTECTORA SAPONIFICADADA	21
COMPRIMIDOS HIGIENIZANTES MONODOSIS	22

• www.samart.com •

SAMAR't[®]

HEALTH TECHNOLOGY



Estimados Señores y Señoras:

Presentamos este catálogo con productos creados ante la indefensión producida por la pandemia del COVID-19 y que nos afecta a todos.

Los productos que aquí les exponemos, están realizados en nuestras fábricas, en nuestro propio país, para la distribución estatal y para el ámbito de la Unión Europea, con el fin de una comercialización de proximidad y no tener que depender de importaciones, con las dificultades que ello conlleva.

Hemos podido realizar todo este material en un tiempo record, gracias a nuestra infraestructura y a la adquisición de los laboratorios MAYMÓ COSMETICS, empresa creada en 1942, aprobada AEMPS, con una declaración de responsabilidad por las actividades de fabricación e importación de productos cosméticos e higienizantes, garantizando así buenas prácticas de fabricación según la norma ISO 22716. Cuenta con salas blancas, departamento de I + D, reactores de gran capacidad y líneas de producción totalmente automatizadas, con un equipo altamente calificado, con un profundo conocimiento de los productos.

Gracias por prestarnos su atención.

Todo el equipo de SAMAR'T, S.A. y MAYMÓ COSMETICS, S.A.



MASCARILLAS DE PROTECCIÓN

Principales características

CONSEJOS DE USO, SEGÚN LA OMS

Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.

Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso.

Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

MASCARILLAS HIGIÉNICAS NO REUTILIZABLES ADULTOS

Ref.
VF100031




Especificaciones UNE 0064 - 1 Abril 2020

La mascarilla higiénica está destinada a personas sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas.

Este tipo de mascarillas, no deben considerarse un producto sanitario, ni un equipo de protección individual.

Producto destinado a usarse en una sola persona, preferiblemente durante un procedimiento único, pudiendo usarse varias veces si el uso es en espacios de tiempo muy corto y con uso cuidadoso.



MASCARILLAS HIGIÉNICAS NO REUTILIZABLES KIDS



Tallas Edad (años)

Pequeña	3 a 5
Mediana	6 a 9
Grande	10 a 12



TALLA PEQUEÑA
Ref. VF100032-P



TALLA MEDIANA
Ref. VF100032-M



TALLA GRANDE
Ref. VF100032-G

Especificaciones UNE 0064 - 2 Abril 2020

REQUISITOS DE MATERIALES, DISEÑO, CONFECCIÓN, MARCADO Y USO

No deben considerarse un producto sanitario, ni un equipo de protección individual.

La colocación, uso y retirada de las mascarillas higiénicas, deben estar supervisadas por un adulto.

Producto destinado a usarse en una sola persona, preferiblemente durante un procedimiento único, pudiendo usarse varias veces si el uso es en espacios de tiempo muy corto y con uso cuidadoso.

MASCARILLA QUIRÚRGICA

Esta mascarilla, es “un producto sanitario que cubre la boca y la nariz, proporcionando una barrera para reducir al mínimo la transmisión directa de agentes infecciosos entre el personal quirúrgico y el paciente”.

Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE, y el Real Decreto 1591/2009.

Las mascarillas quirúrgicas pueden tener distintas formas, también pueden tener características adicionales, como un escudo facial para proteger los ojos o un puente nasal para mejorar el ajuste al contorno de la nariz, en general suelen cubrir también el mentón. Deben estar sujetas de manera que se prevenga al máximo la entrada y salida de aire por los lados, para lo que las cintas deben estar apretadas de manera que la mascarilla se ajuste al contorno facial.

Una mascarilla quirúrgica debe ser eliminada cuando finalice el procedimiento en el que fue preciso su uso, y no debe dejarse alrededor del cuello. Cuando se va a iniciar un nuevo procedimiento que exige el uso de una mascarilla quirúrgica, debe utilizarse una nueva, e higienizarse las manos antes de ponerla.



Ref. VF100002
Cordón de 2 mm

Ref. VF100002-C4
Cordón de 4 mm

RELIEVER - ALIVIADOR

Ref.
VF100030



**ALIVIA LA TENSIÓN QUE PRODUCEN
LAS TIRAS ELÁSTICAS EN LA PARTE
POSTERIOR DE LAS OREJAS**



MÁSCARA FILTRANTE FFP1

FFP1:

78% de eficacia de filtración mínima, 22% de fuga hacia el exterior.

Protege de residuos no tóxicos y no fibrogénicos de polvo o aerosoles.

Impide que se inhalen estos y los olores molestos.

Ref. VF100033



MÁSCARA FILTRANTE FFP2

FFP2:

92% de eficacia de filtración mínima, 8% de fuga hacia el exterior. Igual que la FFP1 ofrece protección frente a residuos no tóxicos, sí frente a elementos fibrogénicos. De esta manera, impide que inhalamos fluidos tóxicos de polvo, aerosoles y humos.

Ref. VF100003



MÁSCARA FILTRANTE FFP3

FFP3:

98% de eficacia de filtración mínima, 2% de fuga hacia el exterior.


Actúa contra distintos tipos venenosos y tóxicos de polvo, humo y aerosoles. Es eficaz contra bacterias, virus y esporas de hongos.

Ref. VF100034




PANTALLA FACIAL INTEGRAL ADULTOS

COMPATIBLES CON
TODO TIPO DE GAFAS



ABIERTA

Ref. VF100001



CON 4 RANURAS
PARA LA VENTILACIÓN

CERRADA

Ref. VF100001-C

SOPORTE EN 4 COLORES



Ref. VF10036

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La pantalla integral proporciona una protección facial completa a partículas dirigidas directamente a las vías respiratorias y ojos. Es posible combinarlo con mascarillas de respiración (cualquier tipo; QUIRÚRGICA, FFP1, FFP2 y FFP3) y se puede ajustar a cualquier ergonomía.

- Equipo ligero
- Amplio campo de visión
- Facilidad de uso
- Mantenimiento mínimo
- Fijador de posición variable

APLICACIONES

La pantalla se puede utilizar para evitar la exposición directa a partículas, evitando la penetración a las principales vías de contaminación. No obstante, cabe destacar, que este producto no filtra estas partículas, y es muy recomendable combinarlo con mascarillas específicas.

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

La pantalla debe esterilizarse después de cada uso.

- Desmontar la lámina
- Aplicar jabón o alcohol con un paño en ambas caras de la lámina.
- Volver a colocar.

En caso que la lámina esté dañada esta puede ser substituida.

LIMITACIONES DE USO

- Esta máscara no protege contra impactos.
- No se recomienda sustituir la lámina por una no suministrada por el fabricante.
- Esta máscara no protege contra los rayos UV.

1	Blanco
2	Negro
3	Rojo
4	Amarillo



PANTALLA FACIAL INTEGRAL KIDS


Ref. VF100035




Básica



Decorativa



MAMPARAS PROTECTORAS Y SEPARADORAS



PARA COLGAR POR ENCIMA DEL MOSTRADOR

De 100 x 50 cm

Con cuatro agujeros en la parte superior para poder colgar.

PARA COLOCAR SOBRE EL MOSTRADOR

De 50 x 50 cm

Con una boca en la parte inferior de 30 x 15 cm para pasar los productos.

PARA AUTOMÓVILES

Se entregan sobredimensionados.

Permite el serrado, canteado y taladrado, sin rebabas.

Con un conjunto de agujeros en el centro, para permitir la comunicación del conductor con el pasajero.

POLIESTER (PET) Ref. VF10004

METACRILATO (PMMA) Ref. VF10045



Para vehículos, taxis, automóviles, mostradores de tiendas, farmacias, oficinas, etc...

La plancha se suministra sin mecanizar y con los ángulos redondeados, puede utilizar nuestro adaptador referenciado para facilitarle la colocación.


Escoja la medida que mejor le convenga o solicite presupuesto si desea alguna en especial.

Puede cortarla, taladrarla o mecanizarla.

En los espacios donde se instalen las mamparas de POLIESTER (PET), no se deben superar temperaturas de 60° C.


Para instalar en espacios donde se supere esta temperatura, es más adecuado utilizar METACRILATO (PMMA).

(Consulte a nuestros comerciales)



VF100046

ADAPTADORES PARA LA COLOCACIÓN DE MAMPARAS



VF100005

PROTECT - 360 PANTALLA DE PROTECCIÓN 360°

ALTA PROTECCIÓN
Ideal para entornos
susceptibles de alto riesgo



CASCO CERRADO
Ref. VF100022C



CASCO ABIERTO
Ref. VF100022A



TIRAS DE ADVERTENCIA ADHESIVAS PARA PAVIMENTOS

Con laminado antideslizante y de protección de impresión

Ref. VF00047- (+letra designación)

ESPERE SU TURNO  ESPERE SU TURNO  ESPERE SU TURNO

- A** 
- B**  POR FAVOR, MANTENGA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD  POR FAVOR, MANTENGA
- C**  PRECAUCIÓN  PRECAUCIÓN  PRECAUCIÓN 
- D** 
- E**  NO PASAR  NO PASAR  NO PASAR 
- F**  ESPERE SU TURNO  ESPERE SU TURNO  ESPERE SU TURNO 

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE PARA MANOS

PREMIUM



125 ml
Ref. VF100008

200 ml
Ref. VF100009

CONTIENE:

ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 75%;
GARANTIZANDO UNA ELEVADA
HIGIENE DE LAS MANOS.

ALOE VERA;
CONOCIDO POR SUS
PROPIEDADES HIDRATANTES Y
PROTECTORAS DE LA PIEL,
IDEAL PARA MINIMIZAR LOS
EFECTOS DE SEQUEDAD DE
LOS GELES HIDROALCOHÓLICOS.

GLICERINA;
INGREDIENTE HUMECTANTE,
QUE AYUDA A MANTENER LA
HIDRATACIÓN INTRÍNSECA
DE LA PIEL.

LIMPIA Y PROTEGE

**PARA CONSEGUIR
UNA SENSACIÓN
LIMPIA Y AGRADABLE**

**DERMO REPARADOR
Y ENRIQUECEDOR**



250 ml
Ref. VF100010



750 ml
Ref. VF100011



1.000 ml
Ref. VF100012

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE PARA MANOS

STANDARD



750 ml
VF100013



1.000 ml
VF100014



5.000 ml
VF100015

ENVASES DOSIFICADORES
PARA EL ENVASE DE 5.000 ml



125 ml - VF100038
200 ml - VF100039



500 ml - VF100016
1.000 ml - VF100017

★Testado bajo control dermatológico★

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE PARA MANOS

REGULADO



125 ml
VF100040



200 ml
VF100041



1.000 ml
VF100042

GEL HIDROALCOHÓLICO HIGIENIZANTE PARA MANOS MONODOSIS

Mini consumo, Maxi ahorro
EN CAJAS DE 100 UNIDADES



Este práctico formato permite disponer y ofrecer higiene en las manos al instante estés donde estés.



Caja de 100 unidades - Ref. VF100006

SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA HIGIENIZANTE PERFUMADA

ST-022-VP

- Especialmente recomendado para aportar y mantener una elevada higiene sin necesidad de aclarado.
- Su fórmula de rápido secado limpia e higieniza aportando una fresca fragancia eliminando malos olores.
- Pulverizar por toda la superficie a limpiar.
- Evítese el contacto con los ojos y vías respiratorias.
- Contiene más del 70% de alcohol.



5.000 ml
VF100018



500 ml 1.000 ml
VF100016 VF100017

**ENVASES DOSIFICADORES
SIN PRODUCTO**

- Haga previamente una prueba sobre una pequeña superficie para observar el resultado.
- Agitar el pulverizador antes de usar.

SOLUCIÓN SWEET & FRESH HIGIENIZANTE

ST-021-VP

- Especialmente recomendado para aportar y mantener una elevada higiene de las manos y una agradable fragancia a los tejidos.
- Su fórmula de rápido secado limpia e higieniza aportando una fresca fragancia eliminando malos olores.
- Pulverizar por toda la superficie a limpiar hasta su total secado. Evítese el contacto con los ojos y vías respiratorias.
- Contiene más del 70% de alcohol.



5.000 ml
VF100019



500 ml
VF100016

1.000 ml
VF100017

**ENVASES DOSIFICADORES
SIN PRODUCTO**

- Se puede aplicar tantas veces al día como se desee.
- Agitar el pulverizador antes de usar.

JABÓN LÍQUIDO HIGIENIZANTE

ST - 026 - JB

Jabón líquido altamente fluido, limpia sin alterar el delicado equilibrio fisiológico natural de la piel.

Formulado con agentes limpiadores suaves y de bajo poder espumante para mejorar la confortabilidad de la piel y minimizar la sensación de sequedad que provoca el uso continuado de los jabones.

Aporta una limpieza profunda, eficaz y respetuosa con el pH de la piel, dejando una sensación confortable tras el aclarado.



250 ml
VF100037



500 ml
VF100025

CREMA DE MANOS PROTECTORA



**TEXTURA ALTAMENTE
ABSORBENTE Y CREMOSA.**

**CON UN AROMA FRESCO Y
AGRADABLE.**

Fórmula especialmente creada para mantener la piel protegida y cuidada frente a la exigente y castigadora rutina de limpieza a la que se ven sometidas diariamente nuestras manos.

CONTIENE:

ROSA MOSQUETA:

Es un aceite nutritivo e hidratante. Famosa por su capacidad restauradora de la barrera epidérmica. Piel más saludable.

ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO:

Conocido por sus propiedades antisépticas.

ACEITE ESENCIAL ÁRBOL DE TÉ:

Conocido por su efecto purificante que permite la máxima higienización de las manos.

PANTENOL:

Propiedades calmantes, baja la rojez y alivia la irritación.

UREA:

Hidrata y también regenera la barrera de la piel.

Estos activos aportan beneficios para contrarrestar la sequedad y el daño provocado por un exceso de jabón o productos con un elevado contenido de alcohol.



50 ml
VF100029

CREMA PROTECTORA SAPONIFICADA

ST - 027 - JB

CREMA SAPONIFICADA

Esta crema está creada a partir del proceso clásico de saponificación (fabricación de jabón), que se aplica directamente sobre la piel de las manos.

SIN ACLARADO.

Fórmula desarrollada para crear una fina película sobre la piel (barrera higienizante) que favorece la máxima protección.




8 ml
VF100026



50 ml
VF100027



PERLAS HIGIENIZANTES MONODOSIS



200 ml
VF100020

50 ml
VF100036



LIMPIA TUS MANOS EN PROFUNDIDAD

Formato práctico para llevar en el bolso o neceser.


Máxima eficacia estés donde estés combinando el poder de tensioactivo y de arrastre del producto con el aclarado del agua.



20 ml
VF100044

30 ml
VF100043

SAMAR't[®]
HEALTH TECHNOLOGY





SAMART[®]
HEALTH TECHNOLOGY



Ctra. N-IIa, Km. 2,6
17600 Figueres (Gi)
0034 972 513 400
info@samart.com
www.samart.com